

ak 480



# Chirurgenstuhl Surgeon chair



Bewegliche Armstützen  
*Swiveling arm rests*



Kurze / lange Armstützen  
*Short / extended arm rests*



Fußbedienung  
*Foot controls*



Anatomisches Sitzpolster  
*Anatomical seat cushion*

## Fokus: ergonomisch bequemes Sitzen Focus: ergonomic comfortable seating

### Anwendungen Applications




- Ophthalmology
- Neuro Chirurgie
- HNO Chirurgie

- Ophthalmology
- Neuro surgery
- ENT surgery

### Standardausrüstung Standard equipment



Armlehnen schwingen  
Arm rests swivel



Fußschalter für Höhenverstellung  
Height adjustment by foot switches

Zentrale Bremse, Fußbedienung  
Heel kick brake

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors



Rückenlehnenkipfung  
Back rest tilt



Sitzflächenkipfung  
Seat cushion tilt

Zubehör  
Accessories



Standard Armlehnen  
Standard arm rests



Mehrgelenksarmlehnen  
Multi articulated arm rests



Kurzer oder langer Schaft  
Short or extended shaft



Mehrgelenksarmlehnen  
• kippbar (Kugelkopf)  
• vor - rückwärts verschiebbar

Multi articulated arm rests  
• tilting (on ball joint)  
• shifting fwd - bwd



Sitzflächenverschiebung  
Seat cushion shift

ak 480


Chirurgenstuhl  
Surgeon chair



## Technische Daten Technical Data

Basisfläche B x T	Base area W x L	620 x 680 mm
Stuhlgewicht	Weight chair	60 kg
Durchmesser Doppelrollen	Diameter dual castors	75 mm
Höhenverstellung	Height adjustment	550 - 710 mm
Durchmesser Sitzfläche	Diameter seat cushion	420 x 420 mm
Dicke Polster	Thickness cushion	80 mm
Höhenverstellung Armlehnen	Height adjustment arm	140-290 mm
Max. Personengewicht	Max. body weight	250 kg

### Details Details



Händlerstempel  
Distributor

**AKRUS GmbH & Co KG**  
Otto-Hahn-Str. 3 | 25337 Elmshorn  
Phone: +49 4121 79 19 30  
Fax +49 4121 79 19 39  
info@akrus.de

[www.akrus.de](http://www.akrus.de)