

ak 445 / ak 446 / ak 447



## Arzthocker Doctor stools



Ergonomische Rückenlehne  
*Ergonomic back rest*

Runder Sitz  
*Round seat*

Verstellbare Armlehnen  
*Adjustable arm rests*

Sattelsitz  
*Saddle seat*

ak 445


Pneumatische Höhenverstellung  
durch Fuß- oder Handbedienung  
*Pneumatic height adjustment by  
foot or hand release*

ak 446

Hydraulische Höhenverstellung  
durch Fußbedienung  
*Hydraulic height adjustment  
by foot pump*

ak 447

Pneumatische Höhenverstellung  
durch Fuß- oder Handbedienung  
*Pneumatic height adjustment by  
foot or hand release*



Verschiedene Polsterfarben  
*Various upholstery colors*



Kurze / lange Armstützen  
*Short / extended arm rests*



Fußring  
*Foot rest*



Anatomisches Sitzpolster  
*Anatomical seat cushion*

## Fokus: ergonomisch bequemes Sitzen Focus: ergonomic comfortable sitting

ak 445



Höhenverstellung, pneumatisch  
Height adjustment, pneumatic



Fußauslösung  
Foot release

oder  
or



Handauslösung  
Hand release

ak 447



Ohne Fußring  
No foot rest



Fußring  
Foot rest

ak 446



Höhenverstellung, hydraulisch  
Height adjustment, hydraulic



Fußpumpe  
Foot pump

## Fokus: ergonomisch bequemes Sitzen *Focus: ergonomic comfortable sitting*

**Sitzpolster**  
*Seat cushion*

**Rückenlehne**  
*Back rest*

**Armlehne**  
*Arm rest*



Runder Sitz  
*Round seat*



Anatomischer Sitz  
*Anatomical shaped seat*



Rückenlehne  
*Back rest*



Mehrgelenks-Armlehne, kurz. oder verlängert  
*Multi articulated arm rest, short. or extended*




Standard Armlehne  
*Standard arm rest*

ak 445



Sattelsitz  
*Saddle seat*



Rückenlehne  
*Back rest*

ak 447




Runder Sitz  
*Round seat*



Anatomischer Sitz  
*Anatomical shaped seat*



Rückenlehne  
*Back rest*



Mehrgelenks-Armlehne, kurz. oder verlängert  
*Multi articulated arm rest, short. or extended*

ak 446

## Technische Daten Technical Data

		ak 445	ak 446	ak 447
Durchmesser Fußkreuz	<i>Diameter base</i>	600 mm	600 mm	600 mm
Durchmesser Rollen	<i>Diameter castors</i>	50 mm	50 mm	50 mm
Höhenverstellung	<i>Height adjustment</i>	530 - 720 mm	530 - 720 mm	550 - 750 mm
Sitzfläche	<i>Seat cushion</i>	420 mm	430 x 340 mm	420 mm
Dicke Polster Sitzfläche	<i>Thickness seat cushion</i>	80 mm	80 mm	80 mm
Höhenverstellung Armlehnen	<i>Height adjustment arm rest</i>	140 - 290 mm	140 - 290 mm	140 - 290 mm
Max. Personengewicht	<i>Max. body weight</i>	135 kg	135 kg	135 kg

## Umgebungsbedingungen Anwendung Environmental conditions in use

Umgebungstemperatur	<i>Ambient air temperature</i>	+10 - +40 °C	+10 - +40 °C	+10 - +40 °C
Relative Luftfeuchte max.	<i>Relative air humidity max</i>	50 %	50 %	50 %
Luftdruck	<i>Ambient air pressure</i>	700 - 1060 hPa	700 - 1060 hPa	700 - 1060 hPa